

Agitador Rotatorio Multitubos

Agitador rotatorio que proporciona una mezcla suave pero eficaz, diseñado para mantener en suspensión muestras biológicas como por ejemplo muestras de sangre. Es ideal para la ventilación de cultivo y procesos de mezclas generales.

Agitador rotatorio para tubos de 50 ml, 15 ml y 1.5 ml. Por su diseño se puede agitar tubos de forma vertical u horizontal simplemente ajustando el rotor de ángulo, gracias a su soporte que permite adecuarlo en diferentes planos. Contiene 3 accesorios intercambiables para diferentes tubos de muy fácil colocación y fijación.

Cuenta con control digital de velocidad ajustable, programación de tiempo y tiene cuerpo fuerte y resistente.



Especificaciones

Modelo	CVP-0228
Velocidad variable	10 - 80 RPM
Rango de tiempo	0 - 120 min
Control digital de velocidad	sí
Tipo de Agitación	Rotatoria
Dimensiones	230 x 250 x 300 mm
Discos intercambiables incluidos	a) Para 52 tubos de 1.5 ml b) Para 20 tubos de 15 ml c) Para 12 tubos de 50 ml
Alimentación	120V / 50 Hz
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación

ROTATORIA

