

# Balanza Analítica

## VE-204



<b>Capacidad</b>	220 g
<b>Sensibilidad</b>	0.0001 g (0.1 mg)
<b>Linealidad</b>	< ±0.0005 g
<b>Reproducibilidad</b>	±0.0002 g
<b>Tiempo de Estabilización</b>	≤ 8 segundos
<b>Dimensiones</b>	360 x 217 x 345 mm
<b>Peso del equipo</b>	6.8 kg
<b>Calibración</b>	Digital, Interna y externa
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Alimentación</b>	9.0V12.0A $\equiv$ 1000MA
<b>Aplicaciones adicionales</b>	Tara



Balanza de alta calidad, con tecnología avanzada que brinda una gran estabilidad durante el pesado. Se calibra internamente de manera automática, gracias a su innovadora tecnología de pesado automática (Transductor Electromagnético de Última Generación). Indispensable en laboratorios de análisis gravimétricos y de control de calidad por su gran precisión, fácil y rápida operación. Incluye certificado de calibración.

<b>Clase de Precisión</b>	Ⓢ (Media)
<b>Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable</b>	90 mm de diámetro
<b>Temperatura de Operación</b>	15 - 25° C
<b>Rango de Humedad de Operación</b>	50 - 75%
<b>Unidades de pesaje</b>	g, ct, oz, ozt, conteo de piezas
<b>Accesorios</b>	Adaptador de corriente, funda anti-polvo, Instructivo de Operación, Accesorios de limpieza, Empaque de Poliestireno
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año