

Incubadora Vertical de doble charola con Agitación

Combinación de Incubadora y Agitación con multifunciones, Acabado exterior de Acero, cavidad de acero Inoxidable. Control digital con pantalla LCD.

Funciones de Parámetros de memoria de trabajo Sistematizado de Operación Automática de reinicio, continuando el programa de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Sistema rápido de enfriamiento que revierte y baja la temperatura una vez terminado el trabajo.

Motor electrónico avanzado que garantiza el buen funcionamiento sin la necesidad de mantenimiento.

Ventana amplia de gran resistencia para observar el área de trabajo del equipo, diseño moderno y funcional.



Especificaciones

Modelo	CVP-250
Velocidad variable	40~300 RPM
Rango de Vibración	∅26 mm
Precisión de Velocidad Rotación	± 1 RPM
Capacidad Máxima	100 ml x 48 ó 250 ml x 24 ó 500 ml x 24
Configuración Standard	250 ml x 24
Tamaño de Plato de Agitación	500 x 350 (mm)
Tiempo	0 -999 h
Control de Temperatura	RT+ 5 °C ~ 60 °C
Precisión de Temperatura	± 0.1 °C
Dimensiones	700 x 560 x 1260 (mm)
Peso	150 Kg
Capacidad	600 x 440 x 650 (mm) (170L)
Energía	127 V, 436 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año