

# Incubadora con Agitación de Gran Capacidad

La combinación de Incubadora y Agitación con multifunciones. Con cubierta de acero recubierta en todo el equipo y superficie de acero inoxidable y ventana reforzada con iluminación para ver el área de trabajo. Equipado con funciones de parámetros de memoria de trabajo con operación automática de reinicio, continuando el programa de acuerdo a las especificaciones establecidas por interrupción de energía.

Cuenta con motores eléctricos avanzados que garantizan un buen funcionamiento sin la necesidad de mantenimiento, tiene un sistema rápido de enfriamiento que revierte y baja la temperatura, una vez terminado el trabajo. Consta de un diseño moderno, resistente y funcional.



## Especificaciones

Modelo	CVP-500
Velocidad variable	60~300 RPM
Precisión de rotación	±1 RPM
Rango de Vibración	Φ 26 mm
Capacidad Máx.	250ml x 36 ó 500ml x 28 ó 1000ml x 18
Configuración Standard	500ml x 28
Tamaño de Plato	920 x 550 (mm)
Control de Temperatura	RT + 5°C a 60 °C
Temperatura Ambiente	10 °C~ 30 °C
Precisión Temperatura	± 0.1 °C
Dimensiones	1200 x 740 x 800 (mm)
Peso	160 Kg
Capacidad	970 x 565 x 280 (mm) (155L)
Energía	127 V, 570 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año