

Equipo de Agitación Abierta

Este instrumento esta desarrollado y estudiado en diversas aplicaciones y necesidades en el área farmacéutica y desarrollo de medicinas y aplicaciones experimentales y de producción en masa. Así como otras aplicaciones en las áreas Biológicas y Alimentaria.

Acabado y estructura de Acero de gran calidad, que garantiza una movilidad firme, estable y duradera. El equipo de agitación abierta ofrece instrumentos electrónicos de larga vida que extienden la modulación de velocidad, fuerza permanente y garantizan el buen funcionamiento sin la necesidad de mantenimiento.



Especificaciones

Modelo	CVP-1000
Velocidad variable	50~300 RPM
Precisión de rotación	±1 r/ min
Rango de Vibración	∅ 35 mm o ∅ 26 mm
Número de Platos	2
Configuración Standard	56 X 500 ml/ 56 X 250 ml
Tamaño de Plato	880 x 600 (mm)
Tiempo	0-999h
Dimensiones	930 x 640 x 910 (mm)
Peso	200 Kg
Energía	127 V, 750 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año

Accesorios que se pueden adaptar dependiendo las necesidades:

(OPCIONALES)

