

Agitador Orbital Multipropósito

Este agitador orbital cumple una amplia variedad de funciones en el laboratorio ya sea para agitar o mezclar líquidos, disolver sólidos en líquidos, etc. Acepta todo tipo de vasos, placas, matraces erlenmeyer, frascos, caja petri y tubos. Cuenta con una gran superficie de soporte.

Funcionamiento continuo incluso con cargas extremas, con una variedad de soportes para sujetar distintos recipientes, simplemente apretando los rodillos con abrazaderas.

Además cuenta con plataforma de caucho antideslizante*.



Especificaciones

Modelo	CVP-2000P
Velocidad regulable	40 - 240 RPM
Tiempo	0-120 min
Accesorios incluidos	a) Plataformas, Rodillos y abrazaderas para Matraces b) Plataforma de hule Antideslizante
Orbita de Movimiento	15 mm
Tamaño Plataforma	250 x 230 mm
Medidas Equipo	350 x 250 x 150 mm
Tipo de Agitación	Rotación Orbital
Alimentación	120V / 35 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación
ORBITAL