


# Agitador Orbital para Tubos

Agitador Orbital para agitar o mezclar líquidos en tubos de 1.5 ml y de 50 ml.

Funcionamiento continuo con control variable de velocidad y tiempo, la plataforma de agitación describe un movimiento circular sobre su propio plano con una órbita de 15 mm, lo que forma un suave movimiento en forma de ola de las soluciones agitadas.



## Especificaciones

Modelo	CVP-5010
Velocidad regulable	40~240 RPM
Tiempo	0 - 120 min
Accesorios Incluidos	a) Plataforma para 30 tubos de 15ml/ y 18 tubos de 50 ml
Orbita de Movimiento	15 mm
Medidas de equipo	370 x 335 x 220 mm
Tipo de Agitación	Rotación Orbital
Alimentación	120 V / 34 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación

**ROTATORIA ORBITAL**



**CScientific**<sup>®</sup>  
The Shaker Master