

# Agitador para Microplacas

Agitador de Microplacas de 96 pocillos, que proporciona una agitación confiable y regulada, con control de velocidad y tiempo ajustable.

Velocidad variable con un amplio rango, ajustable para adecuarse a cada aplicación: una velocidad baja que garantice que el contenido de los pocillos no va a derramarse y una agitación más vigorosa y eficaz.

Ideal para uso en aplicaciones de inmunología, biotecnología microbiología y farmacología.



Tipo de Agitación

**ORBITAL**



## Especificaciones

Modelo	CVP-9001
Velocidad regulable	0-1350 RPM
Tiempo	0-120 min
Plataforma	a)Para 4 Microplacas de 96 lugares
Medidas Equipo	350 x 250 x 150 mm
Tamaño Plataforma	250 x 230 mm
Tipo de Agitación	Orbital
Orbita de Vibración	3 mm
Alimentación	120V / 30 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año