

# Agitador de Balanceo

## Especificaciones

Agitación de recipientes de muy diversos tipos como Matraces Erlenmeyer, Vasos de Precipitado, Cajas Petri, Geles, Membranas, Placas, Bandejas, Bolsas con líquidos, etc.

Ofreciendo una gran versatilidad de uso, la plataforma de agitación describe un movimiento de arriba-abajo tipo vaivén con una excentricidad de 20 mm, lo que genera un suave movimiento. Su superficie antideslizante ofrece una buena estabilidad a los recipientes que agita.



Modelo	CVP-9550
Velocidad regulable	40~240 RPM
Tiempo	0 - 120 min
Accesorios Incluidos	Plataforma Multiusos antideslizante
Orbita de Movimiento	15 mm
Medidas de equipo	370 x 335 x 220 mm
Tipo de Agitación	Vaivén
Alimentación	120 V / 34 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación  
**VAIVÉN**



**CScientific**<sup>®</sup>  
The Shaker Master