

# Balanza Electrónica para medir Humedad

## VE-50-5



<b>Capacidad</b>	50 g
<b>Sensibilidad</b>	0.005 g (5 mg)
<b>Linealidad</b>	0.10 %
<b>Reproducibilidad</b>	0.3 %
<b>Clase de precisión</b>	Ⓜ (Alta)
<b>Graduación</b>	Tiempo 1 min Temperatura 1 °C
<b>Tiempo de estabilización</b>	3 - 4 segundos
<b>Dimensiones</b>	285 x 160 x 150
<b>Peso del equipo</b>	3 kg
<b>Interfaz</b>	110 V
<b>Alimentación</b>	RS232
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Calibración</b>	Digital externa



Balanza ideal para la determinación de humedad en muestras de una gran variedad de productos como granulados, semillas, polvos, alimentos, suelos, maderas, papel, entre otros. Reduce considerablemente los tiempos de procesamiento de muestras y obtención de resultados. Posee un cuerpo muy resistente, ligero y fácil de transportar. Su sensor resistente al calor, y su sistema de rayos infrarrojos calienta las muestras de manera rápida. Se desempeña profesionalmente a un precio muy competitivo.

<b>Tamaño de la plataforma/ plato</b>	100 mm
<b>Tiempo de calentamiento programable</b>	1 - 99 min
<b>Temp. de Calentamiento</b>	50 - 160 ° C
<b>Temperatura de Operación</b>	10 - 30 ° C
<b>Humedad</b>	0.01 % a 100 %
<b>Unidades de pesaje</b>	% Humedad, % Sólidos, Peso, Tiempo, Temperatura
<b>Aplicaciones adicionales</b>	Determinación de humedad porcentual.
<b>Accesorios</b>	Soporte para muestras, cable de alimentación. Platillo de acero inox., pesa de verificación (calibración), Instructivo de Operación
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)