

El Mezclador de Sangre de la marca CScientific, le ofrece un equipo para 12 tubos. Fabricado para uso pesado y silencioso, este instrumento le garantiza años de uso diario. Un funcionamiento suave y delicado a 15 RPM asegura una mezcla rápida, completa y uniforme sin daño a la delicada integridad celular de su espécimen sanguíneo. La almohadilla antideslizante es reversible, puede ser desinfectada en autoclaves y acomoda tubos grandes. Son una solución económica para las necesidades de su laboratorio.

Mezclador de Sangre

Catálogo: **LTR-CVP**

Especificaciones

Capacidad de 12 tubos de hasta 120 mm de longitud
*15 ciclos por minuto para una mezcla delicada
*Almohadilla de sílica, antideslizante y reversible
*Almohadilla puede desinfectarse en autoclave
*Tamaño compacto ahorra espacio en su laboratorio
*Un año de garantía ilimitada

Tamaño almohadilla 252 x 170 mm

Dimensiones equipo 346 x 196 x 95 mm

Peso 2.5 kg

Ángulo de Movimiento $\pm 25^\circ$

Voltaje 110 V $\pm 10V$

Consumo 6 W

Garantía 1 año

Marca CScientific

