


# Mini Centrífugas para Microtubos

Para numerosas aplicaciones gracias, a su facilidad y versatilidad. Para Microtubos de 0.2 ml, 0.5ml, 1.5 ml y 2 ml. Con dispositivo de seguridad que desconecta la alimentación del motor, por apertura de la tapa. Centrífuga ultrasilenciosa.



## Especificaciones

Modelo	LX-200
Velocidad	7000 RPM
RCF	2000 X g
Capacidad	a)6 Microtubos de 1.5 ml b)6 Microtubos de 0.5 ml c)6 Microtubos de 0.2 ml d)16 Microtubos de 0.2 ml
Peso	1 kg
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación  
**GIRATORIA**