

Agitador VORTEX

Poderoso Agitador VORTEX diseñado para uso constante, con velocidad regulada de modo mixto: "tacto y continuo". Puede ser controlado regulando la velocidad de la mezcla de baja velocidad a alta velocidad con su regulador.

Este equipo cuenta con cabezal de plataforma, con cabezal de copa para uso con tubos de ensayo individuales e incluye adaptadores para Microplacas, Microtubos y PCR. Con selector triple para seleccionar modo automático y de tacto para aumentar la eficiencia en el laboratorio. Equipo ideal para agitar tubos, matraces, vasos de precipitados, frascos, etc.



Especificaciones

Modelo	VTX-5
Velocidad	600 - 3000RPM
Interruptor	Continuo y tacto
Cabezales incluidos	Plataforma y copa (intercambiable)
Tipo de Agitación	VORTEX
Dimensiones	170 x 120 x 170 mm
Peso	4.5 kg
Alimentación	120V / 50 Hz
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación
VORTEX