

BANCO DE PRUEBAS MANUAL VERTICAL CON PALANCA

Números de Catálogo:
Descripción General:


MARCA IMADA MODELO NLV200, MARCA IMADA MODELO NLV200s
Bancos de Prueba - Banco de prueba manual vertical con palanca



Dinamómetro no incluido

CARACTERÍSTICAS

- IM-Lv220 sin medidor de distancia
- IM-Lv220s con medidor de distancia
- Capacidad 220 Libras.
- Movimiento de la palanca 4"
- Separación máxima 5" (o 10" con la placa de extensión opcional)



MODELOS

No. de Catálogo	Descripción
IM-Lv220	sin medidor de distancia
IM-Lv220s	con medidor de distancia