

# Balanza Semi-Analítica

## VE-300



<b>Capacidad</b>	300 g
<b>Sensibilidad</b>	0.001 g (1 mg)
<b>Linealidad</b>	< ± 0.002 g
<b>Reproducibilidad</b>	< ±0.001 g
<b>Tiempo de Estabilización</b>	3 segundos
<b>Dimensiones</b>	280 x 190 x 265 mm
<b>Peso del equipo</b>	4.2 kg
<b>Calibración</b>	Digital, Externa
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Alimentación</b>	100-240V, con adaptador



Balanza de precisión y estabilidad, diseñada para uso en el laboratorio de Investigación, Industrial o de Educación. Fácil de operar, cuenta con pantalla LCD de alto contraste, múltiples unidades de pesado y cabina de cristal con puertas deslizables y desmontables.

<b>Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable</b>	80 mm de diámetro
<b>Temperatura de Operación</b>	12.5° - 27.5°C
<b>Rango de Humedad de Operación</b>	50 - 80%
<b>Unidades de pesaje</b>	g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R, conteo de piezas (14 en total)
<b>Aplicaciones adicionales</b>	Tara
<b>Accesorios</b>	Pesas de verificación (calibración), Adaptador de corriente
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)