

# Balanza Analítica

## VE-303



<b>Capacidad</b>	300 g
<b>Sensibilidad</b>	0.001 g (1 mg)
<b>Linealidad</b>	< ± 0.002 g
<b>Reproducibilidad</b>	< ±0.001 g
<b>Tiempo de Estabilización</b>	3 segundos
<b>Dimensiones</b>	360 x 217 x 345 mm
<b>Peso del equipo</b>	6.8 kg
<b>Calibración</b>	Digital, Externa
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Alimentación</b>	9.0V12.0A $\equiv$ 1000MA
<b>Interfaz</b>	RS232 para conexión a PC e impresora (No incluye el cable)



Balanza de alta calidad con tecnología avanzada y gran estabilidad en su pesaje. Muy adecuada para control de calidad en laboratorios, investigación, industria farmacéutica, metalográfica, química, agricultura, universidades. De fácil y rápida operación. Incluye certificado de calibración.

Distribuidor:

<b>Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable</b>	90 mm de diámetro
<b>Temperatura de Operación</b>	15 - 25° C
<b>Rango de Humedad de Operación</b>	50 - 75%
<b>Unidades de pesaje</b>	g, ct, oz, ozt, conteo de piezas
<b>Aplicaciones adicionales</b>	Tara
<b>Accesorios</b>	Adaptador de corriente, funda anti-polvo, Instructivo de Operación, Accesorios de limpieza, Empaque de Poliestireno
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año