

## TERMOHIGROMETROS DIGITALES - HT-A2000EX

Números de Catálogo:  
Descripción General:

**HT-A2000EX**

Termohigrómetro digital con alarma programable. Con pantalla que indica temperatura, humedad relativa y hora.



### CARACTERÍSTICAS

Cuenta con una pantalla que indica simultáneamente las lecturas de Temperatura, Humedad Relativa y Hora (Formato de 12 hrs)

Sensores de Humedad y Temperatura confiables y de gran estabilidad

Recuerda el valor máximo y mínimo registrado

Alarma audible y visible que indica cuando la Temperatura o la Humedad Relativa exceden los límites preestablecidos por el usuario.

Dimensiones de la carátula 135x124x35 mm



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución Humedad	1% RH
Resolución de temperatura	0.1°C
Precisión de temperatura	±0.5°C / ±1.8°F
Precisión de humedad	±5%RH (humedad relativa)
Rango de medición de temperatura	-40 a 85°C / -40 a 185°F
Rango de medición de humedad	0 a 100% RH (humedad relativa)
Suministro de energía	Una batería de 9V
Tiempo de vida de la Batería	6 meses (Aprox)
Alarma	Buzzer & LED
Tamaño de la pantalla LCD	97x78mm (3.81x1.37 pulgadas)
Peso	300g

## ACCESORIOS

- Sensor externo con cable de 3 m
- Manual de usuario
- Certificado de Calibración Trazable (Vigencia desde la fecha de fabricación)



## MODELOS

No. de Catálogo	Descripción
HT-A2000EX	Termohigrómetro Digital con alarma