

Balanza Electrónica

VE-500



Capacidad	Hasta 500 g
Sensibilidad	0.1 g
Linealidad	±0.2 g
Reproducibilidad	±0.1 g
Tiempo de Estabilización	2 segundos
Dimensiones	280 x 190 x 75 mm
Peso del equipo	1.9 kg
Calibración	Digital, externa
Pantalla	LCD
Alimentación	100-240V, con adaptador
Interfaz	RS232, incluye cable



Balanza electrónica para uso en escuelas e industrias de alimentos, farmacéuticas, cosmetológicas, agricultura, veterinaria, entre otras. Muy fácil de operar, proporciona lecturas rápidas y es muy estable en sus pesadas. Fabricada con un cuerpo rígido y muy resistente.



www.rivasa.com.mx

Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable	128 mm de diámetro
Temperatura de Operación	12.5° - 27.5° C
Rango de Humedad de Operación	50 - 80%
Unidades de pesaje	g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R, conteo de piezas (14 en total)
Accesorios	Empaque de poliestireno, Instructivo de Operación, CD con software y cable para descarga de datos, adaptador de corriente.
Marca	VELAB
Certificación	ISO 9001: 2008
Garantía	1 año