

# Balanza Electrónica

## VE-1000



<b>Capacidad</b>	1000 g
<b>Sensibilidad</b>	0.01 g
<b>Linealidad</b>	$\pm 0.02$ g
<b>Reproducibilidad</b>	$\pm 0.01$ g
<b>Tiempo de Estabilización</b>	2 segundos
<b>Dimensiones</b>	280 x 190 x 265 mm
<b>Peso del equipo</b>	5 kg
<b>Calibración</b>	Digital, externa
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Alimentación</b>	100-240V, con adaptador
<b>Interfaz</b>	RS232 para conexión a PC e impresora (Incluye el cable y software de descarga de datos)



Balanza de precisión con características mejoradas con respecto a la competencia. Gracias a su Sistema de Pesaje Electromagnético proporciona resultados uniformes y congruentes con sus especificaciones de precisión. De fácil operación, es la primera elección de la Industria en general, laboratorios y escuelas de nivel medio y superior. Su gabinete de cristal cuenta con 3 puertas deslizables, 2 laterales y una superior.



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

<b>Aplicaciones adicionales</b>	Tara
<b>Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable</b>	138 mm
<b>Temperatura de Operación</b>	12.5° - 27.5° C
<b>Rango de Humedad de Operación</b>	50 - 80%
<b>Unidades de pesaje</b>	g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R, conteo de piezas (14 en total)
<b>Accesorios</b>	Pesa de verificación (calibración), Adaptador de corriente, funda anti-polvo, Instructivo de Operación, Accesorios de limpieza, Empaque de Poliestireno
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año