

# Balanzas Granatarias

## VE-2610



<b>Capacidad</b>	Hasta 610 g (2610 g con pesas)
<b>Sensibilidad</b>	0.1 g
<b>Linealidad</b>	$\pm 0.2$ g
<b>Graduación</b>	1 <sup>er</sup> barra 10 g (0.1g) 2 <sup>da</sup> barra 100 g (10g) 3 <sup>ra</sup> barra 500 g (100g)
<b>Dimensiones</b>	470 x 150 x 180 mm
<b>Peso del equipo</b>	3 kg
<b>Calibración</b>	Manual



Balanza granataria manual de 3 brazos, abarca las necesidades generales en el trabajo de laboratorios escolares de física y química, facilita las pesadas continuas. Está fabricada con una aleación rígida de aluminio de alta calidad, para mayor durabilidad.

Fácilmente ajustable a ceros, cuenta con barras graduadas al centro de 10 g (0.1g), 100 g (10g) y 500 g (100g). Su plato de pesaje es de acero inoxidable e incluye pesas para alcanzar una capacidad máxima de 2610 g.

<b>Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable</b>	152 mm de diámetro
<b>Unidades de pesaje</b>	g
<b>Aplicaciones adicionales</b>	Aumento de capacidad con pesas adicionales
<b>Accesorios</b>	Empaque de poliestireno, Instructivo de Operación y 3 pesas.
<b>Marca</b>	VELAB
<b>Certificación</b>	ISO 9001: 2008
<b>Garantía</b>	1 año



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)