

Motor electromagnético libre de carbones y cepillos. Controlado por SCM. Velocidad de rotación pre-establecida, tiempo y fuerza centrífuga. Pantalla de cristal líquido, táctil, sistema de preaviso y alarma para proporcionar varias protecciones.

Nuevo diseño del panel, fácil de operar. Inicia y finaliza rápido. Una opción preferible para las áreas de medicina y salud, alimentos, protección ambiental, institutos de investigación y universidades.

# VE-4000 PLUS

<b>*Velocidad máx. (RPM)</b>	<b>0 - 4,000 RPM</b>
<b>*Máx RFC:</b>	<b>2860 XG</b>
<b>*Intervalo de tiempo:</b>	<b>0 ~ 999 min</b>
<b>*Suministro de energía:</b>	<b>AC120V, 50Hz, 8A</b>
<b>*Dimensiones:</b>	<b>510 x 410 x 310 cm</b>
<b>*Peso:</b>	<b>30 kg</b>
<b>*Capacidad:</b>	<b>100 mL x 4 Tubos 10 mL x 6 x 4 camisas Total: 24 Tubos</b>
<b>*Marca:</b>	<b>VELAB</b>
<b>*Garantía:</b>	<b>1 año</b>



**Centrífugas**  
 Velocidad  
 Centrifuga de Baja

Certificado:



ISO 9001