

## Bomba de Vacío Libre de Aceite “Rocker 300”

### No contamina el aire

Las bombas de la Serie Rocker son accionadas por pistón, no necesitan lubricante o cambios frecuentes de aceite y son libres de mantenimiento; sin contaminación por aceite.

### Vibración silenciosa y mínima

Accionado directamente por un motor sin transmisión por correa adicional; el ensamblaje de calidad a prueba de vibración hace que la bomba Rocker funcione a un nivel de ruido más bajo con respecto a otras marcas.

### Dispositivo de Protección térmica

Todos los motores de la serie Rocker cuentan con un dispositivo de protección térmica para apagar automáticamente la bomba cuando se sobrecalienta y luego se reinicia cuando la temperatura baja.

### Cartucho para Filtro de entrada de aire

Todas las bombas de la serie Rocker están equipadas con una trampa de humedad en la entrada de aire para filtrar partículas, humedad y prolongar el tiempo de vida de la bomba.

### Certificación Internacional de Seguridad

Certificación CE y Certificación CSA

### Aplicaciones

Filtración para pruebas microbiológicas.  
Muestreo de aire.  
Prueba de sólidos en suspensión.  
Filtración al vacío.



Modelo	Rocker 300
Voltaje	110V/60 Hz
Potencia Máxima	65 W
Corriente Máxima	0.7 A
Máximo vacío	670 mmHg
Máxima tasa de flujo	21 L / min
Rotor del motor	1700 RPM
Potencia	1/8 HP
Pértiga	4 P
Peso neto	4.1 kg
Peso Bruto	5.1 kg
Puerto de rosca	5/16 (8mm)
Nivel de ruido	50 dB
Garantía	1 año