

## **DURÓMETRO AUTOMÁTICO PARA PASTILLAS**

Números de Catálogo:  
Descripción General:

### **FL-YD1**

Medidores de Dureza - Durometros - Probadores de dureza en tabletas son instrumentos para la detección de rotura en la dureza de las pastillas.



Norma aplicable: Estándar Corporativo (Probador de dureza en tabletas) Q/12XQ0186-2005

## **CARACTERÍSTICAS**

La pastilla se carga y se presiona artificialmente.

Tiene sensor de presión para una alta precisión y sus datos de dureza se muestran en su pantalla LED.

Se pone a prueba la dureza del comprimido continuamente.

Los datos de prueba se muestran en la pantalla y se bloque automáticamente, por lo que se mantiene un momento la prueba y repetir nuevamente.

Automatización: auto-prueba, auto-diagnóstico, auto-alarma.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Rango de dureza	2-199.9 N
Precisión de dureza	+/-0.5%
Rango de diámetro de prueba	3-20 mm
Horas de trabajo continuo	>24 horas
Energía	10W
Suministro de energía	AC,220V/50HZ or 110V/60HZ
Peso	5 kg
Tamaño total	320×200×100 mm

## MODELOS

No. de Cat.	DESCRIPCIÓN
FL-YD1	Durómetro Automático para Pastillas