



Imágenes Superiores. Modelos Exclusivos

RIVASAPUNTOCOM

VE-B2

Serie B



# VE-B2

Servicio Preventivo Gratis  
Limpieza y Ajuste totalmente GRATIS,  
en su primer año de uso.

10 años  
de garantía

Este microscopio fuerte y robusto otorga las mejores posibilidades para toda clase de técnicas en trabajo de rutina para laboratorios escolares, clínicos y farmacéuticos. Tiene estupendas características. Alta eficiencia, flexibilidad y estabilidad son las características que destacan en este microscopio. ¡Ofrece el mejor rendimiento a un magnífico precio! Cuenta con iluminación LED libre de mantenimiento y pilas recargables para 3 horas de operación para usarlo en el Laboratorio y fuera de este.

## Especificaciones

- Cabeza** Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360°. Ajuste de dioptrías y ajuste interpupilar de 55 -75 mm.
- Oculares** WF 10X - 20 mm campo amplio.
- Objetivos Acromáticos** 4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil.
- Revolver** Cuádruple embalado.
- Platina** Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier Tamaño de 140x132 mm. Con rango de movimiento de 70 x 40 mm.
- Tope** Para evitar romper la preparación.
- Condensador** Abbe N.A. 1.25 con elevador por piñon y cremallera.
- Diafragma** Iris con portafiltras
- Enfoque** Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes, y control de tensión.
- Iluminación** Lámpara LED de 20W,127V, 60Hz con control de intensidad variable. Incluye cable toma corriente tripolar. Equipado para usarse fuera del Laboratorio con baterías recargables para 3 hrs de duración.
- Cuerpo** Estativo, robusto, reforzado, acabado en pintura epóxica.
  - Funda de plástico
  - Instructivo en Español
  - Estuche de Poliestireno Espuma.
- Accesorios**
  - Filtro Azul.
  - Aceite de Inmersión.
  - Estuche de 5 preparaciones
  - Kit de Limpieza

NMX-CH-028-1976



www.rivasa.com.mx

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-B2 ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

Microscopio Binocular Biológico

www.rivasa.com.mx