



RIVASAPUNTO.COM

VE-B3P

Serie B

Imágenes Superiores. Modelos Exclusivos



VE-B3P

Servicio Preventivo Gratis  
Limpieza y Ajuste totalmente GRATIS,  
en su primer año de uso.



Este modelo está diseñado para todo tipo de técnicas avanzadas de microscopía. Es apropiado para escuelas de medicina y laboratorios con todas las características avanzadas para la investigación. Microscopio con estativo ultramoderno, de excelente sistema óptico y cuerpo ergonómicamente diseñado para hacer más agradable el trabajo en el laboratorio. **Cuenta con objetivos plana Acromáticos.** Cuenta con iluminación LED libre de mantenimiento y pilas recargables para 5 horas de operación para usarlo en el Laboratorio y fuera de este.

### Especificaciones

**Cabeza**

Binocular deslizante inclinada a 45° y giratoria 360°. Ajuste de dioptrías y ajuste interpupilar de 55- 75mm.

**Oculares**

WF 10X - 20 mm campo amplio con prisionero.

**Objetivos**

**Plan Acromáticos**

4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil.

**Platina**

Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 140 x132 mm. Con rango de movimiento de 75 x 40 mm.

**Tope**

Para evitar romper la preparación.

**Condensador**

Abbe N.A. 1.25 con elevador independiente por piñon y cremallera.

**Diafragma**

Iris con portafiltros

**Enfoque**

Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes y control de tensión.

**Iluminación**

Lámpara LED de 20W,127V, 60Hz con control de intensidad variable. Incluye cable toma corriente tripolar. Equipado para usarse fuera del Laboratorio con baterías recargables para 3 hrs de duración.

**Revolver**

Cuádruple embalado.

**Cuerpo**

Estativo, robusto, reforzado, acabado en pintura epóxica.

- Funda de plástico
- Instructivo en Español
- Estuche de Poliéstireno Espuma.
- Filtro Azul, verde y amarillo.
- Taponés para Revolver
- Aceite de Inmersión.
- Estuche de 5 preparaciones
- Kit de Limpieza

**Accesorios**

NMX-CH-028-1976



www.rivasa.com.mx

Microscopio Binocular Biológico

www.rivasa.com.mx

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-B3P ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.