

MICROSCOPIO DIGITAL PRO10PLUS

Números de Catálogo: **MT-PRO10PLUS**

Descripción General: PRO10 rompe el esquema del microscopio tradicional y se integran con tecnología óptica y digital.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Tiene pantalla TFT de 2.8", puede magnificar 200x y se integran con una función de gran alcance que le permiten tomar fotos y vídeo y cuenta con salida de imagen a una PC o TV. Tiene una función de luz multi-LED, baja reflexión y observación y dirección de iluminación para observar las diferentes texturas superficiales con el mejor método de iluminación.

También viene con software para la longitud, circunferencia, son, radio y diámetro de medición. Función Web Cam se integra también.



Pantalla de 2.8" full color TFT LCD de 320 x 240 píxeles.
Lente con sensor CMOS: 2 Mega píxeles
Ampliación - 1 x, 10 x (óptico), 40 x, (Digital) 15 x - 200 x
Resolución de la foto - 1600 x 1200 píxeles, archivo JPG
Resolución video: 640 x 480 AVI archivo 320 x 240 MP4
Tamaño: 130 (L) x 64 (W) x 28 mm (T)
Adicional 2GB tarjeta Micro SD
Funciones opcionales: sección de escena de cámara, fuentes Multi-LED, grabación de vídeo, balance de PCTV imagen salida (archivo MP4), blanco, etc..
Batería de litio recargable
Partidario (5 clases de soportes para ayudar los puntos de observación)

MODELOS

No. de Catalogo	Descripción
MT-PRO10PLUS	Microscopio Digital