

MEDIDOR DE PH

Números de Catálogo: **LT-YK21PH**

Descripción General: Phímetros - Medidores de Ph - Probador de pH



CARACTERISITICAS

- Alta calidad em mediciones de PH en sus distintas aplicaciones
- De fácil operación, de tamaño pequeño
- Resistencia al agua del panel frontal
- Todas las teclas estan hechas de hule resistente

AREAS DE APLICACION:

- Acuarios
- Fotografía
- Brevajes
- Laboratorios
- Criaderos de Peces
- Escuelas y Colegios
- Industria del Papel
- Albercas
- La industria del platinaje
- Tratado de Aguas
- Control de Calidad
- Procesamiento de Alimentos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pantalla:	LCD, 21.5 mm (0.7") tamaño de digitos
Rango de Medición/Resolución:	0 a 14 pH x 0.01 pH
Efectividad:	+/- 0.07 pH (pH5 a pH9) +/- 0.1 pH (pH4 a pH10) +/- 0.2 pH (pH1 a pH3.9, pH10.1 a pH13) <i>* Solo el Aparato Principal</i>
Impedancia de Entrada:	10 ohms
Rango de compensación de temperatura de PH:	No requiere ningún ajuste
Retención de Datos:	Para congelarlo en pantalla

MODELOS

No. de Catalogo	Descripción
LT-YK21PH	Probador de pH