



Imágenes Superiores. Modelos Exclusivos

RIVASAPUNTO.COM

VE-BC3

Serie B



VE-BC3

Servicio Preventivo Gratis

Limpieza y Ajuste totalmente GRATIS, en su primer año de uso.

10 años de garantía

Microscopio de última generación que tiene todas las características avanzadas para la investigación que integra una cámara digital de 1.3 Megapíxeles (1280 x 1024 píxeles) de definición para conectar a su PC a través de un puerto USB. Incluye software fácil de operar para analizar, descargar, observar y almacenar imágenes en su computadora para cualquier sistema Windows. Equipo muy útil para el trabajo diario dentro del laboratorio, investigación científica, hospitales y educación en general.

Especificaciones

Cabeza

Binocular tipo C inclinada a 45° y giratoria 360°. Con cámara digital de 1.3 Megapíxeles de definición. Ajuste de dioptrías en ambos tubos y ajuste interpupilar de 55- 75mm.

Oculares

WF 10X - 20 mm campo amplio con prisionero.

Objetivos Acromáticos

4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil.

Revolver

Cuádruple embalado.

Platina

Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 140 x132 mm. Con rango de movimiento es de 75 x 40 mm.

Tope

Para evitar romper la preparación.

Condensador

Abbe N.A. 1.25 con elevador independiente por piñon y cremallera.

Diafragma

Iris con portafiltros

Enfoque

Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes y control de tensión.

Iluminación

Lámpara LED de 20W,127V, 60Hz con control de intensidad variable. Incluye cable toma corriente tripolar.

Cuerpo

Estativo, robusto, reforzado, acabado en pintura epóxica.

Accesorios

- Funda de plástico
- Instructivo en Español
- Estuche de Poliéstireno Espuma.
- Filtro Azul, verde y amarillo,
- Tapones para Revolver
- Aceite de Inmersión.
- Software para PC.

NMX-CH-028-1976



www.rivasa.com.mx

Microscopio Binocular Biológico con Cámara Digital

www.rivasa.com.mx

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-BC3 ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.