



AGITADOR ROTATORIO

Estos equipos cuentan con un mecanismo especial de balanceo que permite una mezcla homogénea. Cuenta con un motor potente que permite uniformidad en el giro de los frascos de 2 Lts. llenos sin ningún problema o ayuda.

Esta fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxipoliéster. El control de velocidad es de estado solido, controla de una manera uniforme la agitación sin que haya variaciones.

www.heeding.com

Datos técnicos		Contamos con 3 modelos	
Alimentación:	127 Volts.	ARO-12	12 Frascos
Frecuencia:	60 Hz	ARO-8	8 Frascos
Rango de velocidad:	1-16 R.P.M.	ARO-4	4 Frascos

