



## Centrifuga para placas de PCR


Especificaciones:	P-25
Velocidad del rotor	2500 RPM
Max RCF	500 xg
Peso	3Kg
Energía	120V, 50-60HZ
Capacidad	2 placas de PCR estándar.
Dimensiones	19 x 21x 18.3 cms
Marca	AS Instruments
Garantía	1 año
Certificación	ISO 9000

### \*Características Adicionales:

- Para antes y después de los ciclos térmicos para aumentar el rendimiento en técnicas de PCR.
- Acepta cualquier tipo de placas de PCR estándar ( con o sin falda).
- Operación fácil y rápida. encima y por debajo de las microplacas.
- Apagado automático en caso de desequilibrio.
- Bajo nivel de ruido.
- Spin rápido que hace que bajen las gotas adheridas a las paredes.



Antes



Después

