



Centrifugas para microtubos, ultra silenciosas y con control digital de tiempo y velocidad. Además es ideal para microbiología, bioquímica, microquímica, hematología, inmunología, endocrinología, farmacología y toxicología, etc.

Su suave aceleración y desaceleración protegen de la alta turbulencia a sus muestras.

Centrifugas para Microtubos

Especificaciones:	MINISPAN PLUS
Velocidad Máxima regulable	14,500 RPM
Capacidad	12 x 1.5 ml/2.0 ml
Máxima RFC	14,000 g
Tiempo	0 a 99 min
Controlador	Pantalla digital LCD
Tiempo Máx. para aceleración	25 seg
Alimentación	120 V,50 Hz, 70 W
Peso	1 kg
Dimensiones	240 x 212 x 138 mm
Marca	As Instruments

