



Microcentrifugas ultra-silenciosas para ser usadas en hospitales, laboratorios clínicos, biológicos, bioquímicos, así como en laboratorios de enseñanza. Cuerpo de resina ABS con tapa policarbonato.

Mini Centrífugas



| Especificaciones: | 6k | 10k |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Velocidad Máxima | 6000 RPM | 10,000 RPM |
| Capacidad para 6 microtubos de diferentes tamaños | 6 x 0.2 ml/ 1.5 ml/ 0.5 ml | 6 x 2.0 ml/ 1.5 ml/ 0.5 ml |
| Máxima RCF | 2000 g | 5000 g |
| Máximo Sonido | menor 48 Db | menor 55 Db |
| Alimentación | 120 V, 50 Hz, 60 W | 120 V, 50 Hz, 70 W |
| Peso | 1 Kg | 1 Kg |
| Marca | AS Instruments | AS Instruments |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Dimensiones | 189 x 161 x 122 mm | 189 x 161 x 122 mm |

