

Mezclador de Sangre

El agitador rotatorio es ideal para agitar muestras de Sangre, Líquidos Viscosos o Suspensiones de Sólidos en las que se requiere una mínima alteración y además se requiera funcionar durante varias horas sin necesidad de controlarlo. Cuenta con un motor potente y Silencioso.

Cuenta con 7 rodillos que realizan simultáneamente movimientos de rotación. Proporcionan una agitación cuidadosa y esmerada de los tubos.

Equipo necesario para el mezclado adecuado de Sangre, evitando así su coagulación. Cuenta con control de velocidad ajustable, su método de mezclado es seguro y fácil de usar.



Catálogo	CRM-II
Velocidad de Vibración y Rotación	10 - 80 RPM
Rango de Vibración	22 mm \pm 1 mm
Volumen	394 x 266 x 98
Área de Trabajo	315 x 218 mm
Voltaje	110V, 50 Hz
Peso	3.6 Kg

Modelo: CRM-II