

Agitador Magnético Múltiple

con calentamiento

**Science
MED**
Finland Technology

Termo agitador de 10 plazas extraplano con cubierta de Acero inoxidable anti-derrames. Imanes extra-potentes de aleación especial. Con sistema de precisión de temperatura y agitación. Superficie resistente al calor y la corrosión. Fácil limpieza y permite protección contra la penetración de líquidos. Muy útil para aplicaciones en laboratorio de investigación.

Especificaciones

Temperatura Máxima	120 °C
Volumen Máximo de Agitación	5 lt
Velocidad de Agitación	0-1100RPM
Poder (Watts)	490 W
Plazas	10
Controles	Análogos
Dimensiones del plato	180 x 450 mm
Dimensiones	182 x 552 x 65 mm
Peso	3.2 kg
Alimentación	110V / 50Hz
Marca	Science Med
Garantía	1 año

MS-H-S10

*Características:

- Alto desempeño multiparamétrico de 10 plazas.
- Motor con control electrónico para una velocidad constante.
- Ultrasilencioso.
- Control de Velocidad y Temperatura.

