

Refractómetro

ABBE de Mesa

Refractómetro tipo ABBE, muy utilizado en Industria Química, Farmacéutica y de Alimentos. Además de ser un gran Instrumento indispensable en centros de Investigación y Universidades. Mide índice de Refracción nD de líquidos y grados BRIX.

Rango de medición (nD)	1,300 - 1,700
Precisión	±0.0002
Rango de Medición	0 a 95 % BRIX
Resolución (%)	0.25
Iluminación	Espejo para la luz natural
Dimensiones (mm)	90 x 190 x 250
Observaciones	Empaque de Poliestireno
Peso	3 Kgs

Modelo **ZWAJ**



Refractómetros monocular ABBE

Refractómetro

Digital de Mano

Ideal para la medición del porcentaje de azúcar (BRIX) en frutas, jugos, refrescos y otros alimentos. También puede ser usado en otras aplicaciones industriales y educativas



Refractómetros digital de mano

Modelo **DRB045**

Rango de medición	0 a 45 % BRIX
Resolución	0.1 % BRIX
Precisión	±0.2 %
Compensador Automático de Temperatura	
Accesorios	Estuche, pipeta succión, desarmador