

Refractómetro

Digital de Mesa

Refractómetro digital de mesa tipo ABBE. Este equipo es de gran uso para muestras sólidas, líquidas, translúcidas o transparentes. Mide el índice de Refracción n_D , porcentaje de dispersión $n_F - n_C$ y masa fraccional (BRIX).

Muy utilizado en Industria Alimenticia, Farmacéutica, Pinturas, Centros de Investigación y Universidades.

Modelo

VE-2S

Índice de Refracción	1.3000 a 1.7000
Precisión	$\leq \pm 0.0002$
Rango % BRIX	(0-95) %
Precisión BRIX	$\leq \pm 0.1$ %
Temperatura de Operación	0-50 °C
Medidas Exteriores	330 x 180 x 380 mm
Peso	10 kg
Alimentación	110 V
Display	Líquidos de Cuarzo
Control de Operación	Digital
Interface	RS232
Garantía	1 año
Marca	VELAB



Adicional:

Con salida para recirculación de agua, aplicados para muestras que requieren temperatura constante. Con corrección Automática de Temperatura.