

Agitador Vortex

Poderoso Agitador VORTEX diseñado para uso constante, con velocidad regulada de modo mixto. "Tacto y Continuo". Puede ser controlado regulando la velocidad con su regulador.

Este equipo cuenta con cabezal de copa para uso con tubos de ensayo individuales y cabezal para utilizar tubos de diferentes accesorios y almohadillas.

Con selector triple para seleccionar modo automático y de tacto para aumentar la eficiencia en el laboratorio. Equipo ideal para agitar tubos, matraces, vasos de precipitado, frascos, etc.



Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Velocidad | 0-2500 RPM |
| Interruptor | Continuo y Tacto |
| Control de Velocidad variable | Análogo |
| Cabezal Incluidos | Copa de 25 mm de diámetro |
| Orbita de Movimiento | 4mm |
| Tipo de Agitación | VORTEX orbital |
| Dimensiones | 127 x 130 x 160 mm |
| Peso | 3.5 kg |
| Alimentación | 110V / 50Hz, 60W |
| Marca | Science Med |
| Garantía | 1 año |

MX-S

Accesorios Adicionales (NO INCLUIDOS)

| Catálogo | Descripción |
|----------|--|
| VT 1.3 | Adaptador para almohadillas |
| VT 1.3.1 | Almohadillas para 48 Microtubos tipo Eppendorf |
| VT 1.3.2 | Almohadillas para 18 tubos de 10 mm |
| VT 1.3.3 | Almohadillas para 12 tubos de 12 mm |
| VT 1.3.4 | Almohadillas para 8 tubos de 16 mm |
| VT 1.3.5 | Almohadillas para 8 tubos de 20 mm |

