

Mezclador para Microplacas

SM-MX

**Science
MED**
Finland Technology

Mezclador de microplacas compacto y universal para una o dos microplacas, que se utilizan en el campo de ciencias de la vida, incluyendo microbiología, biología celular, biología molecular, inmunología y biotecnología.

Especificaciones


Rango de velocidad	Microplaca individual: 0-1500 RPM Doble Microplaca: 0-1000 RPM
Potencia	20 W
Tipo de movimiento	Orbital
Orbita Diámetro	4.5 mm
Máximo peso para agitar (con accesorio)	0.5 kg
Tipo de motor	DC sin escobillas del motor
Potencia del motor consumo	18 W
Potencia de salida del motor	10 W
Velocidad de visualización	Escala
Dimensiones	260 x 150 x 80 mm
Peso	3 kg
Temperatura ambiente admisible	5-40 °C
Humedad relativa admisible	80 %
Clase de protección según. según DIN 60529	IP21
Alimentación	100-240 V CA
Frecuencia	50/60 Hz
Marca	Science Med
Garantía	1 año

*Características:


- Agitador de Microplaca compacto y universal adecuado para microplacas de 96 lugares.
- Amplia gama de accesorios, fácil instalación y reemplazo.
- La operación es continua.
- Velocidad ajustable de 0 a 1500 RPM.
- Motor sin escobillas, libre mantenimiento y muy silencioso.



Accesorios Adicionales Para Doble Placa



PINZA SUJECION DOBLE
Ref.: 18900042



ABRAZADERA DOBLE
REF. 189079