

VE-M5D

Serie M

RIVASAPUNTOCOM

Microscopio Biológico Monocular con cámara Digital



El Número 1 en Microscopios para Educación


Diseños de última generación con excelente óptica.

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente
GRATIS, en su primer
año de uso.

Microscopio equipado con características básicas para introducir al alumno en la microscopía digital, ya que además de ser de fácil operación para el usuario, cuenta con una cámara de 1.3 MP de definición para conectar a la PC mediante un cable USB. El software incluido permite descargar, analizar, observar y almacenar las imágenes obtenidas de manera fácil. Compatible con cualquier sistema operativo. Cuenta con iluminación LED libre de mantenimiento y pilas recargables para 5 horas de operación para usarlo en el Laboratorio y fuera de este.

VE-M5D

Garantía 10 años



- Cámara.** Cámara Digital de 1.3 Megapíxeles
- Ocular.** WF 10X de campo amplio con prisionero.
- Cabeza.** Monocular inclinada a 45° y Giratoria 360°
- Revólver.** Cuádruple Embalado.
- Objetivos.** 4X, 10X, 40X Retráctil y 100X de inmersión Retráctil.
- Cuerpo.** Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.
- Platina.** Móvil integral doble plato embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier de 110x126mm. Con un rango de mov. de 60 x 32mm. Con tope para evitar romper la preparación.
- Condensador.** Abbe N.A 1.25 con elevador por piñon y cremallera.
- Diafragma.** Iris con portafilos.
- Enfoque.** Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes.
- Iluminación.** Lámpara LED de 20W, 127V,60Hz con control de intensidad variable. Incluye cable toma corriente. Equipado para usarse fuera del Laboratorio con baterías recargables para: 5 hrs de duración.
- Accesorios.** -Funda de plástico, Instructivo en Español.
-Estuche de poliestireno espuma
-Filtro Azul, Aceite de inmersión.
-Incluye dispositivo enrolla cable.
-Kit de Limpieza
-Estuche de 5 preparaciones



www.rivasa.com.mx
Cumple con la norma Oficial Mexicana NMX-CH-028-1976

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-M5 ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

