

Ultracongelador Vertical con control digital



DW/HL538 Ultracongelador Vertical con control digital desde -10 hasta -86°C. Ultracongelador vertical, capacidad de 540 litros (20 pies cúbicos) con interiores de acero inoxidable, con 4 compartimentos, puerta exterior de acero esmaltado con doble sello. Con control digital desde -10 hasta -86°C. Con aislamiento de 150 mm de espesor.

Pantalla digital que muestra la temperatura y el estatus del equipo. Función de candado en el tablero de control para evitar que se modifiquen los parámetros sin autorización, sistema de alarmas visible y audible indicando alta o baja temperatura, puerta abierta.

Tiene una impresora interconstruida, incluye batería para respaldar los datos cuando falla la energía eléctrica.

Medidas exteriores 0.940x0.840x2.020 m de altura. Opera con 220 volts, 60 ciclos, con compresor de alta calidad libre de CFC.

Meiling Cryogenics Limited Company. Un año de garantía, Certificado: CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485.

