


## Ultracongelador Vertical, con control digital



**DW-HL508 Ultracongelador Vertical, con control digital desde -10 hasta -86°C, capacidad de 498 litros (18.5 pies cúbicos).**

### **ULTRACONGELADOR CON 2 CAMARAS y 2 CONTROLES INDEPENDIENTES.**

Una Idea muy original y creativa, ahora un ultracongelador con doble control, cada uno controla la temperatura de una cámara diferente, tiene 2 puertas interiores, doble sistema de refrigeración para operar las 2 cámaras a temperaturas diferentes, si un sistema falla el otro seguirá trabajando. Tiene 4 ruedas para facilitar el transporte, una impresora imprime la temperatura semanal. Tiene una batería de respaldo por 72 horas. Las medidas interiores son para la parte superior de: 880 mm de ancho x 500 mm de fondo x 516 mm de altura + 880 x 70 x 464, la parte inferior mide 880 x 500 x 516 + 880 x 70 x 440 mm; las medidas exteriores son: 201 cm de altura x 120 cm de ancho y 88.2 cm de fondo. Pesa 320 Kg, el interior es de acero inoxidable y el exterior de acero recubierto de melamina. Opera con 220 volts.

Zhongke Meiling Cryogenics Limited Co.  
Certificate: ISO9001, ISO14001, ISO13485.

