

VE-M5LCD

Serie M
RIVASAPUNTOCOM

Microscopio Biológico Digital con Pantalla de LCD



El Número 1 en Microscopios para Educación

Diseños de última generación
con excelente óptica.


Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente
GRATIS, en su primer
año de uso.

Garantía 10 años

El Microscopio Biológico Digital con pantalla LCD es un nuevo producto de alta calidad que combina tecnologías de imagen digital profesional, de transformación foto-electrónica avanzada y excelente microscopía óptica, lo que crea un microscopio trascendental en microscopía.

Es un equipo ideal para investigación, para las áreas de biología, histología, citología y medicina. El microscopio Biológico Digital con Pantalla LCD también puede usarse en centros de investigación, universidades, en consultorios para tratamiento médico, epidemiología, agricultura y ganadería y centros Educativos de cualquier nivel.

VE-M5LCD



Cabeza.

Pantalla LCD de 6 pulgadas, (640 x 480 pixeles de resolución) integrada en el cabezal (sustituye al lente ocular)

Objetivos.

Acromáticos 4X, 10X, 40X, 100X

Platina.

Mecánica de doble placa de 110 x 126 mm, con rango de movimiento de 70 mm x 30 mm

Condensador.

Abbe N.A. 1.25

Diafragma.

Iris con portafiltro.

Enfoque.

Mandos coaxiales Macrométrico y Micrométrico para enfoque fino.

Iluminación.

Lámpara LED de 20 W, 127V, 60 Hz con control de intensidad variable.

Accesorios.

- Funda de plástico, Instructivo en Español.
- Estuche de poliestireno espuma
- Filtro Azul.
- Aceite de inmersión.
- Kit de Limpieza
- Estuche con 5 preparaciones

Certificados:



Cumple con la norma Oficial Mexicana

www.rivasa.com.mx

NMX-CH-028-1976

www.velab.net



VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-M5 ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

