

## Incubadora Bacteriológica



Incubadora Bacteriológica para laboratorio, de convección natural (por gravedad), doble control de temperatura tipo hidráulico (uno de seguridad) desde ambiente hasta 100° C, con sensibilidad de +0.5° a 37° C. El interior está construido en acero inoxidable. Medidas interiores de 60x45x50 cm (capacidad 135L). Se incluyen 3 entrepaños, doble puerta (una de cristal). Opera con 120 volts. Scorpion Scientific. Fab. Nal.

