

# VE-M6

**Serie M**  
RIVASAPUNTOCOM

Microscopio Biológico Monocular



El Número 1 en Microscopios para Educación


**Diseños de última generación  
con excelente óptica.**

Servicio Preventivo Gratis  
Limpieza y Ajuste totalmente  
**GRATIS**, en su primer  
año de uso.

## VE-M6

**Garantía 10 años**

Este microscopio es el más completo tipo monocular. Es excelente para nivel Superior o para laboratorios clínicos, ya que tiene características de un equipo profesional. Tiene un diseño ergonómico y su estativo es muy resistente.



- Ocular.** WF 10X-18 mm campo amplio
- Cabeza.** Monocular inclinada a 45° y Giratoria 360°.
- Revólver.** Cuádruple Embalado.
- Objetivos.** 4X, 10X, 40X Retráctil y 100 X de inmersión Retráctil.
- Cuerpo.** Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.
- Platina.** Móvil integral doble plato embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier de 120x125mm. Con un rango de movimiento de 75 x 50 mm.
- Condensador.** Abbe N.A 1.25 con elevador por piñon y cremallera
- Diafragma.** Iris con portafiltras con cremallera.
- Enfoque.** Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes.
- Iluminación.** Lámpara LED de 20W, 127V,60Hz con control de intensidad variable. Incluye cable toma corriente.
- Tope.** Para evitar romper la preparación.
- Accesorios.**
  - Funda de plástico
  - Instructivo en Español.
  - Estuche de poliestireno espuma
  - Filtro Azul.
  - Aceite de inmersión.
  - Kit de Limpieza
  - Estuche de 5 preparaciones



Certificados:

www.rivasa.com.mx

Cumple con la norma Oficial Mexicana NMX-CH-028-1976

www.velab.net

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-M6 ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A POLICY OF CONTINUOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.