



Destilador de agua DEP equipo de laboratorio



Fabricamos estos destiladores con calefactor de cuarzo y en diferentes capacidades. Ideales para obtener agua de elevada pureza hasta de 0.4 -0.7 $\mu\text{S}/\text{cm}$, lo cual se alcanza mediante el método de destilación múltiple.

El destilador cuenta con sistema de nivel automática que puede ser alimentado desde el grifo si el agua no tiene más de 260 $\mu\text{S}/\text{cm}$, o por bomba recirculadora para trabajar con agua previamente tratada.

El equipo es de uso continuo porque cuenta con un sistema que mantiene un nivel constante.

Datos técnicos

Modelo	DEP01	DEP02	DEP03
Capacidad en ml	2000 x hora	4000 x hora	10000 x hora
Volts	127 VCA	127 VCA	220 VCA
Watts	900 W	1800 W	4000 W

www.heedding.com