

Video Cámaras

Para una infinidad de aplicaciones, las video cámaras pueden ser utilizadas en presentaciones o demostraciones escolares para que los alumnos puedan complementar sus practicas escolares. Estas cámaras se conectan a cualquier tipo de microscopio ya que su entrada es universal y pueden ser conectadas a cualquier computadora. Tienen una gran resolución de color y su operación es muy simple.

MODELOS

*VE-MC3

USO: VIDEO CAMARA PARA PC

PIXELES TOTALES: 3,000,000 (3.0 MP)

SENSOR DE IMÁGEN: 1/2` CMOS

TAMAÑO PIXEL: 3.2 µm x 3.2 µm

VIDEO OUTPUT: 24- bit color

RESOLUCIÓN: 640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536.

ALIMENTACIÓN: USB 5 V

ACCESORIOS: ELIMINADOR DE
VOLTAJE 12V, CD SOFTWARE E
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN.

GARANTÍA: 1 AÑO



*VE-MC5

USO: VIDEO CAMARA PARA PC

SENSOR DE IMÁGEN: 1/2` CMOS COLOR

TAMAÑO PIXEL: 3.2 µm x 3.2 µm

VIDEO OUTPUT: 24- bit color

RESOLUCIÓN: 640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536, 2530 X 1978

BALANCES DE BLANCOS: AUTOMÁTICO Y MANUAL

RANGO LONGITUD ONDA: 400 NM- 1000 NM

LUMINOSIDAD: 1.8 U/ LUX- SEG 550 NM

INTERFASE: USB 2.0 (480 MBIT/ SEG)

ALIMENTACIÓN: USB 5 V

ACCESORIOS: ELIMINADOR DE
VOLTAJE 12V E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN.

GARANTÍA: 1 AÑO



Incluye:

CD con software especializado para
manipular, capturar, grabar,
almacenar e imprimir imágenes
en la computadora