



## Microscopio Metalográfico



# VE-403J

10 años  
de garantía

Microscopio invertido Metalográfico muy utilizado para el análisis profesional, control de calidad y producción en los procesos industriales. Con este equipo es posible realizar observaciones en metales, minerales, cristales, microelectrónicos, etc. Cuenta con un excelente sistema de iluminación para dar imágenes claras y nítidas. Cuenta con un diseño moderno que permite que sea muy fácil y cómodo su uso.

### Especificaciones

- **Cabeza** Binocular inclinada a 45°. Ajuste de dioptrías y ajuste interpupilar de 50 -75mm.
- **Oculares** WF 10x - 20 mm campo amplio con retícula 0.1 mm.
- **Objetivos Metalúrgicos** 4X, 10X, 20X y 40X
- **Revolver** Cuádruple embalado.
- **Platina** Móvil integral doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier 242 x 172 mm y de tamaño de rango de movimiento de 75 x50mm.
- **Condensador** Abbe N.A 1.25 con elevador independiente por piñon y cremallera.
- **Diafragma** Regulable para iluminar tipo EPI-KOHLER tipo Iris
- **Enfoque** Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes.
- **Colector** Iluminación Kohler de alto brillo.
- **Iluminación** Lámpara de EPI-KOHLER 12V /30W con control de intensidad variable.
- **Cuerpo** Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.
  - Funda de plástico, Instructivo en Español.
  - Estuche de Poliestireno espuma.
- **Accesorios**
  - 1 Foco y fusible de repuesto.
  - Filtro azul, verde y amarillo.
  - Tapones para el revólver.

NMX-CH-028-1976



Servicio Preventivo Gratis  
Limpieza y Ajuste totalmente  
GRATIS, en su primer  
año de uso.



Certificados:     

www.rivasa.com.mx