



P-1001

Aparato automático para determinar el punto de inflamación con la copa abierta de Cleveland de acuerdo con el método ASTM D92-02 Todo el proceso es automático, controlado por microprocesador (ignicion automática, detector de fuego, señal automática para extintor de fuego, display digital grande). El usuario puede elegir 4 tipos de método de prueba. También puede ajustar los datos considerando diferentes altitudes o en diferentes areas. Tiene memoria para 500 resultados é interfase RS232 para enviar los datos a una impresora o a la PC, tiene un sistema de enfriamiento por ventilación potente que restablece el equipo rápidamente para pruebas sucesivas . opera con 120 volts

www.heedding.com