



P-1004

Aparato automático para determinar el punto de inflamacion con la copa cerrada de Pensky Martens de acuerdo con el método ASTM D93-02. Todo el proceso es automático, controlado por microprocesador (ignición automática, detector de fuego, señal automática para extintor de fuego, display digital grande) .el usuario puede elegir 4 tipos de método de prueba. También puede ajustar los datos considerando diferentes altitudes o en diferentes areas. Tiene memoria para 500 resultados e interfase RS232 para enviar los datos a una impresora o a la PC, tiene un sistema de enfriamiento por ventilación potente que restablece el equipo rápidamente para pruebas sucesivas. Opera con 120 volts

www.heeding.com