



### **P1003-1X**

**Baño de viscosidad cinemática para 4 tubos.** Automáticamente calcula la viscosidad usando un microprocesador, pantalla digital, aplicación : Para determinar la viscosidad cinemática de productos líquidos derivados del petróleo de acuerdo con las normas :

GB/T265, ISO3104, ASTM D445 Sistema inteligente de control y medición de la temperatura usa una interfase amigable para calcular segundo a segundo la viscosidad cinemática en Centistokes. Rango de temperatura: desde ambiente a 100°C

- Exactitud del control de la Temperatura :  $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
  - Capacidad del baño : 18L
  - Equipado con 13 tubos capilares
- opera con 120 volts

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)